

# Capo Slow Flow

## Licht uithardend opbouwcomposiet voor tandartsen

01.01.2018



**[Capo Slow Flow](#) the must have voor tandartsen!**

### **Eigenschappen en werking van Capo Slow Flow:**


- Een licht uithardend composiet voor opvullen van kleine restauraties (glazuurcorrecties) tot 2,5mm diep van cavities
- Kleurvast
- Weinig krimp
- Hoge radiopaciteit 2010% Al
- Vickers hardheid 794 MPa
- Hoge stabiliteit, blijft op elke aangebrachte plaats zitten
- Bevat geen Bis - GMA
- Leverbaar in de kleuren: transparant, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 en B3
- Voor het polijsten ná de verwerking van de Capo Slow Flow kan elk polijstmiddel worden gebruikt.

Een polishing aanrader is de [Dialog Polishing Pasta](#).

**Inhoud verpakking:**

1 verpakking met 10 applicatie tips.

[\[Ga naar artikel\]](#)

 [Capo Slow Flow Brochure engl 2014 \(1\).pdf \(256.8 KiB\)](#)