

ReVeneer reparatieset voor chipping

01.01.2018



Voordelen ReVeneer reparatieset:

- Geen zuur (geen fluorwaterstofzuur of fosforzuur)
- Intra-orale toepassing mogelijk
- Geen silaan als bindmiddel
- Extreem hoge hechtsterkte
- Universele toepassing
- Getest en geoptimaliseerd op alle gangbare keramieken (veldspaat en glaskeramiek, geperst keramiek, zirkoniumdioxide, aluminiumoxide)
- Toepassing met de uithardingslampen: halogeen, LED, plasma licht
- Precieze toepassing als gevolg van de groene ReVeneer basiskleur
- De groene basiskleur verandert naar helder en maakt het uitharden zichtbaar en controleerbaar
- Uw chipping met ReVeneer is vrijwel onzichtbaar en kleurvast.

Inhoud [ReVeneer reparatieset](#):

- 1 spuit (1 g) ReVeneer base
- 1 fles (3 ml) ReVeneer primer
- 12 applicatie buizen (0,9 x 13 mm)
- 1 borstelhouder
- 6 wegwerpkwasten

- 1 spuit (3 g) opaquer universeel licht
- 1 spuit (3 g) opaquer universeel donker
- 6 compules met composiet kleur A3.5 (0,3 g)
- 3 compules met composiet kleur A3 (0,3 g)
- 2 compules met composiet kleur A2 (0,3 g)
- 1 compule composiet kleur B2 (0,3 g)

[[Ga naar artikel](#)]

 [reveneer_brochure_engl_may2014_web.pdf \(435.5 KiB\)](#)