

Sebond Universal Primer

100% zeker van een optimale hechting

01.01.2018



Eigenschappen [Sebond Universal Primer](#):

- Universeel toepasbaar: slechts 1-primer voor bijna alle tandheelkundige restauratieve materialen
- Uiterst zuinig, een dunne filmlaag is voldoende
- Algemene inwerktijd 60 seconden
- Eenvoudige verwerking, geen licht-polymerisatie nodig
- Duurzame en zekere hechting
- Materiaalsparende doseringsmogelijkheid
- Vrij van Bis-GMA, TEGDMA of HEMA
- Zeer dunne consistentie dat zorgt voor een efficiënte en snelle toepassing
- Eenvoudig te bewaren (koeling niet verplicht).

Verpakkingsinhoud:

5ml fles

[\[Ga naar artikel\]](#)

 [flyer Sebond Universal ubervo .pdf \(1.1 MiB\)](#)