

IMPLA



Surgical Box
Individual • Flexible • Easy



uberVo
DENTAL B.V.

Importeur | distributeur
Schütz dental NL

Surgery Kit for all IMPLA implant lines



The new IMPLA Surgical Box

Adapt your box according to your needs.

With its modular system, the new IMPLA Surgical box can be **adapted to your individual needs**. The modules are combined to provide the user with all **resterilizable surgical instruments** which are necessary for the insertion of **any implant from our 8 implant lines**.

The drills are arranged in the order they are needed for the implantation process. What's more, they are color-coded in accordance with the implant diameters. This arrangement ensures a **safe and well-organized procedure**.

The drills stand out with their **optimal cutting capacity** which facilitates a **precise and atraumatic preparation** of the osseous implant bed. All drills, counter sink cutters and thread cutters have been designed **without internal cooling** to keep the cleaning process easy, quick and safe.

Optionally available: Depth stops for all pilot drills and enlargement drills. Those provide more **safety and control**, even in anatomically difficult situations. All trays come completely without silicone plugs – for a **maximum in hygiene**.

Die neue IMPLA Chirurgie Box

Stellen Sie sich Ihre Box nach Ihren Bedürfnissen zusammen.

Die neue IMPLA Chirurgie-Box kann durch ihren modularen Aufbau ganz **individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt** werden. Die Module können so **zusammengestellt** werden, dass alle, für eine Implantationsintervention – mit **Implantaten unserer 8 IMPLA Implantatlinien** – erforderlichen chirurgischen resterilisierbaren Instrumente enthalten sind. Die Bohrer sind entsprechend dem Behandlungsablauf angeordnet und nach Implantatdurchmesser farbcodiert einsortiert. Dies gewährleistet ein **sicheres und strukturiertes Arbeiten**. Die Bohrer

verfügen über eine **optimale Schneidleistung** und ermöglichen so ein **präzise und atraumatische Präparation** des knöchernen Implantatlagere. Zur **sicheren, schnellen sowie einfachen Reinigung** und **Aufbereitung** sind alle Bohrer, Bettfräser und Gewin-deschneider **ohne eine Innenkühlung** entwickelt. **Optional** sind für alle Vor- und Erweiterungsbohrer **Bohrstopps** erhältlich, die auch bei schwierigen anatomischen Situationen für **Sicherheit** und **Kontrolle** sorgen. Alle Trays sind komplett ohne Silikonstopfen – für **maximale Hygiene**.

SCHÜTZ DENTAL

Your benefits:


- **Cost-efficient** – Only buy those instrument that you will really need.
- **Easy handling** – The clearly structured setup ensures an easy handling.
- **Intuitive** – The user is lead easily through the procedure by the standardized color code.
- **Future-proof** – Adapt your surgical kit according to your individual needs.
- **Hygienic** – No silicone plugs for a maximum in hygiene.
- **Neat** – No disorder, no danger of confusion because of the clearly visible markings.

Intuitive, easy handling

The uniform color code leads the user easily and safely through the procedure: Work from top down and from left to right in the tray.

No disorder, no confusion

Detect the correct arrangement of the instruments at a glance because of the consistent height in each tray. This saves time and provides security.



Pictures may vary.
Abbildungen ähnlich.

Ihre Vorteile:


- **Kosteneffizient** – Kaufen Sie nur die Instrumente, die Sie wirklich benötigen.
- **Einfache Handhabung** – Durch den übersichtlichen Aufbau ist ein einfaches Handling gesichert.
- **Intuitiv** – Durch einen einheitlichen Farbcode werden Sie einfach durch den Eingriff geführt.
- **Zukunftssicher** – Erweitern Sie Ihr Chirurgie-Kit jederzeit nach Ihrem individuellen Bedarf.
- **Hygienisch** – Keine Silikonstopfen für maximale Hygiene.
- **Ordnung** – Kein Durcheinander, keine Verwechslungsgefahr durch sichtbare Kontrollmöglichkeit.

Intuitiv, Einfache Handhabung

Durch einen einheitlichen Farbcode werden Sie einfach und sicher durch den Eingriff geführt. Im Tray arbeiten Sie sich von oben nach unten bzw. von links nach rechts.

Kein Durcheinander, keine Verwechslung

Durch die Schaffung einer einheitlichen Höhe in jedem Tray erkennen Sie auf einen Blick, ob diese korrekt bestückt sind. Das erspart Zeit und gibt Ihnen Sicherheit.




Configuration examples for your new surgical kit

Konfigurationsbeispiele Ihres neuen Chirurgie Kits

1

- Basic:**
Module Implantology Tools
+ Module Cylindrical Drills short
- Basis:**
Modul Werkzeug Implantologie
+ Modul Zylindrischer Bohrer kurz




2

- Standard:**
Module Implantology Tools
+ Module Cylindrical Drills short
+ Universal Tray
- Standard:**
Modul Werkzeug Implantologie
+ Modul Zylindrischer Bohrer kurz
+ Universal Tray



3

- Standard:**
Module Implantology Tools
+ Module Cylindrical Drills short
+ Module Depth Stop short
- Standard:**
Modul Werkzeug Implantologie
+ Modul Zylindrischer Bohrer kurz
+ Modul Tiefenstop kurz



4

- Complete:** Module Implantology Tools
+ Module Micro Retention Drills short
+ Module Cylindrical Drills short
+ Module Depth Stop short
+ Universal Tray
- Komplett:** Modul Werkzeug Implantologie
+ Modul Micro Retention Bohrer kurz
+ Modul Zylindrischer Bohrer kurz
+ Modul Tiefenstop kurz
+ Universal Tray



5

- Complete:**
Module Implantology Tools
+ Module Cylindrical Drills short and long
+ Module Depth Stop short and long
- Komplett:**
Modul Werkzeug Implantologie
+ Modul Zylindrischer Bohrer kurz und lang
+ Modul Tiefenstop kurz und lang



SCHÜTZ DENTAL

Pictures may vary.
Abbildungen ähnlich.

Individual modules


Einzeline Module

Implantology Tools

The basis of our new IMPLA Surgical Box: The tool tray. It contains all surgical instruments necessary for the insertion of IMPLA implants. Adapt your tool tray to your needs.

Werkzeuge Implantologie

Die Basis unserer neuen IMPLA Chirurgie-Box: Das Werkzeugtray. Es enthält alle, für eine IMPLA Implantat-insertion erforderlichen, chirurgischen Instrumente. Erweitern Sie Ihr Werkzeugtray nach Belieben.



art. no. Art.-Nr.	Description Bezeichnung	Image Bild
638701	Enlargement drill 2.5 mm Erweiterungsbohrer 2,5 mm	
637108	Insertion key for Miniballop Eindrehhilfe für Mini Ballop	
637107	Insertion key, mechanical Incl. WS mit WS-Abschluss	
638700	Pilot drill 2.0 mm Vorböhrer 2,0 mm	
638814	Enlargement drill short 2.5 mm Erweiterungsbohrer kurz 2,5 mm	
637100	Hexagon screwdriver 2.3 mm, short Schrauben-Drehel SW 2,3 mm kurz	
637101	Hexagon screwdriver 2.3 mm, long Schrauben-Drehel SW 2,3 mm lang	
635211	Drill extension Bohrerschaftverlängerung	
638691	Insertion key 2.0 mm short for One Connection 3.3/4,2 mm Eindrehhilfe 2,0 mm kurz für One Connection 3,3/4,2 mm	
638692	Insertion key 2.5 mm short for One Connection 3.3/4,2 mm Eindrehhilfe 2,5 mm kurz für One Connection 3,3/4,2 mm	
638693	Insertion key 2.0 mm short for One Connection 3.3/4,2 mm Eindrehhilfe 2,0 mm kurz für One Connection 3,3/4,2 mm	
638694	Insertion key 2.5 mm long for One Connection 3.3/4,2 mm Eindrehhilfe 2,5 mm lang für One Connection 3,3/4,2 mm	
638328	Open-end wrench for IMPLA 3D Gabelschlüssel IMPLA 3D	
637105	Contra-angle adapter, 1.2 mm, long Winkestück-Adapter SW 1,2 mm lang	
637106	Contra-angle adapter, 1.2 mm short Winkestück-Adapter SW 1,2 mm kurz	

Suitable for IMPLA Mini,
as well.
Kann auch mit IMPLA Mini
bestückt werden.

Pictures may vary.
Abbildungen ähnlich.

Cylindrical – The answer to the daily challenges in implantology.

This tray contains all necessary drills for the preparation of an implant site for the insertion of an **IMPLA Cylindrical implant**. IMPLA Cylindrical provides the right answers to many of the challenges in dental implantology. The basic cylindrical shape is complemented by synchronous threads that reach up to the implant shoulder. The surface of the IMPLA Cylindrical implants is sand-blasted and etched, also up to the implant shoulder. Aside from an **excellent primary stability** even in cancellous bone, the cylindrical implant design offers a great measure of **flexibility**. Specifically, the insertion depth can be adjusted very quickly by the surgeon. The **self-tapping thread decreases the complexity of the surgery**.

Cylindrical – die Antwort auf die Herausforderungen des implantologischen Alltags.

Dieses Tray beinhaltet alle erforderlichen Bohrer für eine **Implantatbettaufbereitung für IMPLA Cylindrical Implantate**. Das IMPLA Cylindrical Implantat bietet stets die passende Antwort auf die Herausforderungen des implantologischen Alltags. Die zylindrische Grundform wird durch synchrone Gewindengänge bis zur Implantatschulter ergänzt. Analog dazu ist die Oberfläche des Cylindrical Implantates bis zur Implantatschulter gestrahlt und geätzt. Neben einer sehr guten **Primärstabilität**, selbst im spongiösen Knochen, bietet Ihnen das zylindrische Implantatdesign ein hohes Maß an **Flexibilität**. Insbesondere die Insertionstiefe kann durch den Chirurgen schnellstmöglich angepasst werden. Das selbstschneidende Gewinde reduziert den OP-Aufwand.

art.no. Art.-Nr. 635112 short kurz		art.no. Art.-Nr. 635113 long lang	
Description Bezeichnung		Description Bezeichnung	
Image Bild		Image Bild	
638817	Enlargement drill short 2,75 mm Erweiterungsbohrer kurz 2,75 mm	638711	Enlargement drill long 2,75 mm Erweiterungsbohrer lang 2,75 mm
638818	Enlargement drill short 3,0 mm Erweiterungsbohrer kurz 3,0 mm	638712	Enlargement drill long 3,0 mm Erweiterungsbohrer lang 3,0 mm
638819	Enlargement drill short 3,7 mm Erweiterungsbohrer kurz 3,7 mm	638713	Enlargement drill long 3,7 mm Erweiterungsbohrer lang 3,7 mm
638820	Enlargement drill short 3,9 mm Erweiterungsbohrer kurz 3,9 mm	638714	Enlargement drill long 3,9 mm Erweiterungsbohrer lang 3,9 mm
638821	Enlargement drill short 4,6 mm Erweiterungsbohrer kurz 4,6 mm	638715	Enlargement drill long 4,6 mm Erweiterungsbohrer lang 4,6 mm
638822	Enlargement drill short 4,9 mm Erweiterungsbohrer kurz 4,9 mm	638716	Enlargement drill long 4,9 mm Erweiterungsbohrer lang 4,9 mm
638717	Countersink cutter 3,4 mm Betträser 3,4 mm	638717	Countersink cutter 3,4 mm Betträser 3,4 mm
638718	Countersink cutter 4,25 mm Betträser 4,25 mm	638718	Countersink cutter 4,25 mm Betträser 4,25 mm
638719	Countersink cutter 5,25 mm Betträser 5,25 mm	638719	Countersink cutter 5,25 mm Betträser 5,25 mm
Optional	Optional	Optional	Optional
635230	Pilot drill 1,8 mm Pilot-Bohrer 1,8 mm	635230	Pilot drill 1,8 mm Pilot-Bohrer 1,8 mm
638813	Pilot drill short 2,0 mm Vorbohrer kurz 2,0 mm	638700	Pilot drill 2,0 mm Vorbohrer 2,0 mm

SCHÜTZ DENTAL

Pictures may vary.
Abbildungen ähnlich.

Micro Retention – predestinated for application in cancellous upper jaw bone

This tray contains all necessary drills for the preparation of an implant site for the insertion of an **IMPLA Micro Retention implant**. Due to its special micro thread in the implant shoulder, this implant is predestinated especially for the application in cancellous bone of the maxilla. What's more, it offers a **quick and safe** insertion option for hard bone structures. The internal conical connection which is protected from rotation, **minimizes the micro gap** between implant and abutment. This feature **supports the conservation of the marginal bone** structures (peri-implantitis).

Micro Retention – prädestiniert für den Einsatz im spongiösen Oberkieferknochen

Dieses Tray beinhaltet alle erforderlichen Bohrer für eine **Implantatbettaufbereitung für IMPLA Micro Retention Implantate**. Dieses Implantat ist aufgrund seines speziellen Mikrogewindes im Halsbereich prädestiniert für den Einsatz insbesondere im spongiösen Oberkieferknochen. Es bietet aber auch im harten Knochen schnelle und sichere Insertionsmöglichkeiten. Die rotationsgeschützte konische Innenverbindung minimiert den Microgap zwischen Implantat und Abutment. Damit wird der Erhalt des marginalen Knochens (Periimplantitis) unterstützt.

art.no. Art.-Nr. 635114 short kurz		art.no. Art.-Nr. 635115 long lang	
Description Bezeichnung		Description Bezeichnung	
Image Bild		Image Bild	
635135	Thread former 3,3 mm/11,5 mm Gewindeschneider 3,3/11,5 mm	635135	Thread former 3,3 mm/11,5 mm Gewindeschneider 3,3/11,5 mm
635138	Thread former 3,3 mm/13,0 mm Gewindeschneider 3,3/13,0 mm	635138	Thread former 3,3 mm/13,0 mm Gewindeschneider 3,3/13,0 mm
635136	Thread former 3,3 mm/14,5 mm Gewindeschneider 3,3/14,5 mm	635136	Thread former 3,3 mm/14,5 mm Gewindeschneider 3,3/14,5 mm
637128	Thread former 4,2 mm Gewindeschneider 4,2	637128	Thread former 4,2 mm Gewindeschneider 4,2
635134	Thread former 5,3 mm Gewindeschneider 5,3 mm	635134	Thread former 5,3 mm Gewindeschneider 5,3 mm
638814	Enlargement drill short 2,5 mm Erweiterungsbohrer kurz 2,5 mm	638701	Enlargement drill long 2,5 mm Erweiterungsbohrer lang 2,5 mm
638815	Enlargement drill short 3,15 mm Erweiterungsbohrer kurz 3,15 mm	638702	Enlargement drill long 3,15 mm Erweiterungsbohrer lang 3,15 mm
638816	Enlargement drill short 4,25 mm Erweiterungsbohrer kurz 4,25 mm	638703	Enlargement drill long 4,25 mm Erweiterungsbohrer lang 4,25 mm
638708	Countersink cutter 3,3 mm Betträser 3,3 mm	638708	Countersink cutter 3,3 mm Betträser 3,3 mm
638709	Countersink cutter 4,2 mm Betträser 4,2 mm	638709	Countersink cutter 4,2 mm Betträser 4,2 mm
638710	Countersink cutter 5,3 mm Betträser 5,3 mm	638710	Countersink cutter 5,3 mm Betträser 5,3 mm
Optional	Optional	Optional	Optional
635230	Pilot drill 1,8 mm Pilot-Bohrer 1,8 mm	635230	Pilot drill 1,8 mm Pilot-Bohrer 1,8 mm
638813	Pilot drill short 2,0 mm Vorbohrer kurz 2,0 mm	638700	Pilot drill 2,0 mm Vorbohrer 2,0 mm

Pictures may vary.
Abbildungen ähnlich.

UBERVO DENTAL

Depth Stop – For an even higher level of safety in implantology

Accessory for IMPLA surgical drills (with suitable drill coil), causes a mechanical depth stop when drilling in the jaw bone. Simply slip the depth stop over the shaft of the drill. They are available in three diameters: narrow (brown), medium (red) and wide (blue). The color code and the print that shows the drilling depth respectively the implant length facilitate a match with the correct drill. The depth stops are available in the according implant lengths.

Tiefenstopp – Für noch mehr Sicherheit bei Ihren Implantationen

Verwenden Sie die Tiefenstopps als Ergänzung zu Ihren IMPLA Chirurgie-Bohrern (mit geeignetem Bohrerbund) und Sie erhalten einen mechanischen Tiefenanschlag bei der Bohrung in den Kieferknochen. Die Tiefenstopps werden einfach über den Schaft des Bohrers aufgesteckt und sind in drei verschiedenen Durchmessern erhältlich: schmal (braun), mittel (rot) und breit (blau). Durch die Farbcodierung und den jeweiligen Aufdruck der Bohrtiefe bzw. Implantatlänge können die Tiefenstopps einfach dem jeweils passenden chirurgischen Bohrer zugeordnet werden. Die Tiefenstopps sind in den jeweiligen Implantat-Längen verfügbar.

art. no. Art.-Nr. 635116 short kurz		art. no. Art.-Nr. 635117 long lang	
art. no. Art.-Nr.	Description Bezeichnung	Image Bild	Image Bild
638823	Depth stop short narrow 6.5 mm/brown Tiefenstopp kurz schmal 6,5 mm/braun		
638824	Depth stop short narrow 8.0 mm/brown Tiefenstopp kurz schmal 8,0 mm/braun		
638825	Depth stop short narrow 9.5 mm/brown Tiefenstopp kurz schmal 9,5 mm/braun		
638826	Depth stop short narrow 11.5 mm/brown Tiefenstopp kurz schmal 11,5 mm/braun		
638827	Depth stop short narrow 13.0 mm/brown Tiefenstopp kurz schmal 13,0 mm/braun		
638829	Depth stop short medium 6.5 mm/red Tiefenstopp kurz mittel 6,5 mm/rot		
638830	Depth stop short medium 8.0 mm/red Tiefenstopp kurz mittel 8,0 mm/rot		
638831	Depth stop short medium 9.5 mm/red Tiefenstopp kurz mittel 9,5 mm/rot		
638832	Depth stop short medium 11.5 mm/red Tiefenstopp kurz mittel 11,5 mm/rot		
638833	Depth stop short medium 13.0 mm/red Tiefenstopp kurz mittel 13,0 mm/rot		
638835	Depth stop short wide 6.5 mm/blue Tiefenstopp kurz breit 6,5 mm/blau		
638836	Depth stop short wide 8.0 mm/blue Tiefenstopp kurz breit 8,0 mm/blau		
638837	Depth stop short wide 9.5 mm/blue Tiefenstopp kurz breit 9,5 mm/blau		
638838	Depth stop short wide 11.5 mm/blue Tiefenstopp kurz breit 11,5 mm/blau		
638839	Depth stop short wide 13.0 mm/blue Tiefenstopp kurz breit 13,0 mm/blau		

SCHÜTZ DENTAL

Pictures may vary.
Abbildungen ähnlich.

Accessory Trays Zubehör Trays

Accessory Zubehör	
art. no. Art.-Nr.	Description Bezeichnung
635106	Tray Universal empty, size S Tray Universal leer, Größe S
635105	Frame Universal size M for 2 modules Rahmen Universal Größe M für 2 Module
635119	Frame slim size M for 2 modules Rahmen schmal Größe M für 2 Module
635107	Steribox S empty, A8 for 1 module Steribox S leer, A8 für 1 Modul
635108	Steribox M empty, A6 for 2 modules Steribox M leer, A6 für 2 Module
635109	Steribox L empty, A4 for 6 modules Steribox L leer, A4 für 6 Module
635124	Long-term filter for Steribox S, 10 pieces Langzeitfilter für Steribox S, 10 Stück
635125	Long-term filter for Steribox M, 10 pieces Langzeitfilter für Steribox M, 10 Stück
635126	Long-term filter for Steribox L, 10 pieces Langzeitfilter für Steribox L, 10 Stück

Steriboxes

IMPLA Steriboxes for the sterilization of IMPLA tools and drills. The boxes are available in three sizes and are matched to the individual modules.

Steriboxen

Verwenden Sie unsere IMPLA Steriboxen zur Aufbereitung Ihrer IMPLA Instrumente und Bohrer. Die Boxen sind in 3 Größen erhältlich, passend zu den einzelnen Modulen.

Tray Universal

Tray Universal for functional storage of optional surgical instruments – handy, manageable, all in one place.

Tray Universal

Verwenden Sie das Tray Universal zur praktischen Aufbewahrung von optionalen chirurgischen Instrumenten – praktisch, übersichtlich, alles an einem Ort.


Frame Universal Rahmen Universal



Frame slim Rahmen schmal

Pictures may vary.
Abbildungen ähnlich.

UBERVO DENTAL




Made in Germany.

Clinical experience since 1963.
Klinische Erfahrung seit 1963.

**Tested safety and top quality
at a fair price.**

Geprüfte Sicherheit und
Spitzenqualität zum fairen Preis.



IMPLA

**Make an appointment with
your IMPLA Specialist now:
+31 (0)229 213736**

IMPLA & IMPLA Mini

**The proper implant for nearly every case.
Immer das richtige Implantat zur Hand.**

The sophisticated system allows you to treat almost every indication while it remains manageable at the same time. Continuous development ensures the highest quality. The global network of consultants with famous international DGZI speakers offers you the opportunity to attend a wide range of top class training courses in implantology. These are available both nationally and internationally.

Your benefits

- Expert knowledge & safety since 1963
- 8 implant lines in only one box
- Outstanding surface purity
- Made in Germany
- Integration in Complete Digital Workflow
- DGZI Partner

Ihre Vorteile

- Erfahrung und Sicherheit seit 1963
- 8 Implantatlinien in nur einer Box
- Herausragende Oberflächenreinheit
- Made in Germany
- Integration in den Complete Digital Workflow
- Partner der DGZI

Das durchdachte System erlaubt Ihnen nahezu alle Indikationen zu behandeln und bleibt dabei gleichzeitig übersichtlich. Die kontinuierliche Weiterentwicklung sorgt für höchste Qualität. Das weltweite Referentennetzwerk, mit namhaften internationalen DGZI-Sprechern, bietet Ihnen jederzeit die Möglichkeit, verschiedenste hochkarätige Weiterbildungen im Bereich der Implantologie im In- und Ausland zu besuchen.

SCHÜTZ DENTAL

UBERVO DENTAL



IMPLA

VISIT OUR WEBSITE • www.ubervo.nl



• DIGITAL EXPERIENCE • KNOWLEDGE • COMFORT • ONE TEAM





Vertrouwen
& Zekerheid



Snelle
Levering

Contact ons

Schütz dental Nederland

uberVo dental b.v.
Electronweg 10d
1627 LB Hoorn NH NL
T. +31(0)229 213736
info@ubervo.nl

Together to the future with uberVo dental !

Visit our website • www.ubervo.nl